

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vcam-1/Cd106 Humano Para Citometría De Flujo - P19320

Número de artículo: CM0011908



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra VCAM-1/CD106 humano, validado para citometría de flujo (CF). Ideal para el estudio de la adhesión de leucocitos, inflamación endotelial y vigilancia inmunológica. Reconocer la proteína humana VCAM-1 (P19320).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human VCAM-1/CD106 mAb
Observaciones/Alias	CD106
Especie	Humano
ID genético (Humano)	7412
ID genético	7412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 de VCAM1 humano (NP_001069.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso de la proteína	71kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo