

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0008931



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD3 humano/mono conjugado con para la detección por citometría de flujo de CD3 épsilon en células T. Validado para muestras humanas y de mono cinomolgo. Ideal para estudios de inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD3 Humano/Mono
Observaciones/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo