

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano/Mono Cd64 Para Citometría De Flujo - P12314

Número de artículo: CM0010309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD64 (FCGR1A) humano/mono para citometría de flujo. Reconoce el receptor de IgG de alta afinidad expresado en monocitos/macrófagos. SWISS: P12314.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD64 mAb
Observaciones/Alias	FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fragmento Fc del receptor Ia de IgG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2209
GeneID	2209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 de CD64 humano (NP_000557.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P12314
Peso de la Proteína	38kDa/42kDa
Envío	Bolsa de hielo