


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano/Mono Cd69 Para Citometría De Flujo - Q07108

Número de artículo: CM0009814



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD69, conjugado directamente con . Específico para CD69 humano y de mono cinomolgo. Validado para citometría de flujo para estudiar la activación temprana de células T, células NK y otros leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Humano/Mono CD69
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 del CD69 humano (NP_001772.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo