


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano/Mono Cd8A Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0011892



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD8a humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Reconoce la cadena alfa de CD8, un correceptor para MHC de clase I, esencial para la inmunidad mediada por células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD8a mAb
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
ID de Gen	925 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo