

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano/Mono IgD () Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0012564



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano/mono IgD conjugado con de alta calidad, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce IgD humano y de mono cinomolgo, ~47 kDa. Ideal para inmunofenotipado de células B y estudios de inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Humano/Mono IgD
Especie	Humano
ID de Gen	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de IgD humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo