


Anticuerpo Monoclonal Anti-IgD Humana/De Macaco Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0011036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgD humana/de macaco conjugado con para citometría de flujo. Detecta la región constante de la cadena pesada delta; es útil para la inmunofenotipificación de células B y la investigación de la inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgD humana/de macaco
Observaciones/alias	IGHD
Especie	Humana
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana.
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana, macaco cynomolgus
SWISS	P01880
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo