

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano/Mono Pd-1/Cd279 Para Fc - Q15116

Número de artículo: CM0009962



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra PD-1 humano (CD279), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la inhibición de puntos de control inmunitario y el agotamiento de células T en muestras humanas y de mono cinomolgo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono PD-1/CD279
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-168 de PD-1/CD279 humano (NP_005009.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo