

Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Humano/Ratón Cd34 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Número de artículo: CM0007706

Introducción

Anticuerpo monoclonal Rabbit PolymAb® dirigido al antígeno CD34 humano/ratón. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta una banda de 41 kDa. Ideal para la investigación de células madre hematopoyéticas, adhesión y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD34 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD34;molécula CD34;GIG3;MORT1
Especie	Humano/Ratón
ID de Gen (Humano)	947
ID de Gen	947/12490
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD34 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28906/Q64314
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo