

Anticuerpo Monoclonal Anti-Huntingtina Para Wb, If-F, Elisa - P42858

Número de artículo: CM0002973



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la huntingtina, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta HTT humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la enfermedad de Huntington y las vías de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado en KO] Huntingtin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtina
Especie	Humano
GeneID	3064
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la huntingtina humana (P42858)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42858
Peso de la proteína	348 kDa
Envío	Bolsa de hielo