

Anticuerpo Policlonal Anti-Huntingtina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Número de artículo: CM0022755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Huntingtina humana (aa 435-635). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Para uso en investigación en la enfermedad de Huntington y estudios neurodegenerativos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Huntingtina Conejo pAb
Observaciones/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3064
ID del Gen	3064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-635 de la Huntingtina humana (NP_002102.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42858
Peso Proteico	348kDa
Envío	Bolsa de hielo