

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hur/Elavl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15717

Número de artículo: CM0003077



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a HuR/ELAVL1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce ELAVL1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre estabilidad de ARNm y regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HuR/ELAVL1 Conejo mAb
Observaciones/Alias	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1994
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HuR/ELAVL1 humano (Q15717).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15717
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo