

## Anticuerpo Policlonal Anti-Hur/Elavl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Número de artículo: CM0030548



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HuR/ELAVL1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta HuR humana y de ratón, una proteína de unión a ARN que estabiliza ARNms que contienen elementos ricos en AU para la investigación de regulación génica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [KO Validado] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID de Gen (Humano)  | 1994                                                                                                                                       |
| ID de Gen           | 1994                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HuR/ELAVL1 humano (NP_001410.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | Q15717                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |