

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hur/Elavl1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Número de artículo: CM0024275



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HuR/ELAVL1 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce la proteína de unión a ARN HuR, estabiliza ARNms que contienen ARE; ideal para estudios de regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1994
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 de HuR/ELAVL1 humano (NP_001410.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15717
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo