


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hus1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

Número de artículo: CM0028139



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína HUS1 humana (O60921), una proteína de punto de control de 32 kDa. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; presenta reactividad cruzada con humanos y ratones. Ideal para estudios de reparación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HUS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hHUS1; HUS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3364
GeneID	3364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de HUS1 humano (NP_004498.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60921
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo