


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hus1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Número de artículo: CM0014131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína de control HUS1 humana (32 kDa). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de daño del ADN y de los puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HUS1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	hHUS1; HUS1
Especie	Humana
ID del gen	3364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de HUS1 humana (NP_004498.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O60921
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo