

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hus1B Para Wb Y Elisa - Q8Nhy5

Número de artículo: CM0016946

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína de punto de control humana HUS1B, validado para western blot (WB) y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con ratón y rata, lo que lo hace adecuado para estudios multiespecie de la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HUS1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	HUS1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	135458
GeneID	135458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-278 de HUS1B humano (NP_683762.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8NHY5
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo