


Anticuerpo Policlinico Anti-Huwe1 Para Wb Y Elisa - Q7Z6Z7

Número de artículo: CM0019259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HUWE1 humana, validado para Western blot y ELISA. Detecta HUWE1 (~482 kDa) en muestras humanas y de rata. Ideal para investigación de ubiquitinación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HUWE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Especie	Humana
ID del Gen	10075
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de HUWE1 humana (NP_113584.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q7Z6Z7
Peso Proteico	482kDa
Envío	Bolsa de hielo