

Anti-Hvem/Tnfrsf14 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q92956

Número de artículo: CM0020975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HVEM/TNFRSF14 humano, validado para Western blot y ELISA. Este receptor de membrana de 30 kDa media la coestimulación inmune, las respuestas antivirales y la entrada del herpesvirus. Adecuado para investigación en inmunología, enfermedades infecciosas y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HVEM/TNFRSF14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8764
GeneID	8764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-202 del HVEM/TNFRSF14 humano (NP_003811.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo