

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hyal1 Para Wb, Elisa - Q12794

Número de artículo: CM0004369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HYAL1 para Western blot (WB) y ELISA, reactivo con humano. Se dirige a la hialuronidasa-1, implicada en la progresión tumoral y la función lisosomal. Adecuado para la investigación del cáncer y la mucopolisacaridosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HYAL1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; hialuronidasa-1
Especie	humano
ID de Gen (Humano)	3373
ID de Gen	3373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-435 de HYAL1 humano (NP_149349.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12794
Peso Proteico	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo