

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hyal1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12794

Número de artículo: CM0027167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HYAL1 humana (Hialuronidasa-1). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación sobre progresión tumoral y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HYAL1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3373
ID del gen	3373
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12794
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo