

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Iah1 Para Wb, Elisa - Q2Taa2

Número de artículo: CM0013947

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IAH1, una lipasa probable implicada en el metabolismo de los lípidos. Validado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Detecta una banda de 28 kDa. Ideal para la investigación de hidrolasas y degradación de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IAH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IAH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	285148
GeneID	285148
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q2TAA2
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo