

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ibsp Para Wb, Elisa - P21815

Número de artículo: CM0020543

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la sialoproteína de unión a integrina humana (IBSP), validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de mineralización ósea y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IBSP Conejo pAb
Observaciones/Alias	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3381
GeneID	3381
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la IBSP humana (NP_004958.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21815
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo