

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ibtk Para Wb Y Elisa - Q9P2D0

Número de artículo: CM0015886

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-IBTK validado para WB y ELISA. Dirigido contra IBTK humano (151kDa), un inhibidor de la quinasa BTK involucrado en el desarrollo de células B y la transcripción de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IBTK pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BTKI; BTBD26; IBTK
Especie	Humano
GeneID (humano)	25998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1200 de IBTK humano (NP_056340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2D0
Peso Molecular de la Proteína	151kDa
Envío	Bolsa de hielo