

Anticuerpo Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Citometría De Flujo - Q00238

Número de artículo: CM0011329

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICAM-1/CD54 de rata, conjugado con y validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión de leucocitos, la inflamación y el tráfico de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-ICAM-1/CD54 de rata
Observaciones/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Especie	Rata
ID del gen (humano)	3383
ID del gen	25464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-493 de ICAM-1/CD54 de rata (NP_037099.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q00238
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo