


Anticuerpo Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P05362 / P13597

Número de artículo: CM0011215



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ICAM-1 (CD54) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con Humano, Ratón, Rata. Adecuado para la investigación de adhesión de leucocitos, inflamación e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especies	Humano/Ratón
ID de Gen (Humano)	3383
ID de Gen	3383/15894
Inmunógeno	Proteína recombinante de ICAM-1/CD54 humano/ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05362/P13597
Peso Proteico	58kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo