


Anticuerpo Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Número de artículo: CM0002432



Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal recombinante de conejo de alta especificidad dirigido a ICAM-1/CD54 humano (UniProt P05362). Validado para WB, IHC-P, FC y ELISA. Ideal para el estudio de adhesión de leucocitos, activación endotelial y mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3383
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ICAM-1/CD54 humano (P05362))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo