

## Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Número de artículo: CM0008850

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-ICAM-1/CD54 de alta especificidad, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce ICAM-1 de ratón y rata para estudios de adhesión celular y migración leucocitaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de ratón contra ICAM-1/CD54                                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias           | CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2                                                                                                                                      |
| Especie                       | Ratón                                                                                                                                                            |
| GenelD (humano)               | 3383                                                                                                                                                             |
| GenelD                        | 15894                                                                                                                                                            |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 de ICAM-1/CD54 de ratón (NP_034623.1) |
| Fuente                        | Ratón                                                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada           | Ratón, rata                                                                                                                                                      |
| SWISS                         | P13597                                                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 59 kDa                                                                                                                                                           |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                                   |