


## Anticuerpo Policlonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb Y Elisa - P05362

Número de artículo: CM0017515



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ICAM-1/CD54 humano (BB2, CD54), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación de adhesión, inflamación y entrada viral. UniProt: P05362.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo ICAM-1/CD54                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 3383                                                                                                                                      |
| GeneID              | 3383                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-480 del ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | P05362                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |