


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05362

Número de artículo: CM0027566



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ICAM-1/CD54 humano (SWISS P05362). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular, la migración de leucocitos y los mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
Notas/Alias	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-480 de ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05362
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo