

Anticuerpo Policlonal Anti-Icam1 (Cd54) Para Wb, If-P, Elisa - Q00238

Número de artículo: CM0023438

Introducción

Icam1 Conejo pAb (anticuerpo policlonal) validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Dirigido a la molécula de adhesión intercelular 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238. Ideal para estudios de adhesión celular y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Icam1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Especie	Rata
GeneID (Humano)	3383
GeneID	25464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-493 de la rata Icam1 (NP_037099.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q00238
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo