

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13597

Número de artículo: CM0021886

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ICAM1 (CD54) de ratón, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre adhesión de leucocitos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ICAM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3383
GeneID	15894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-320 de ICAM1 de ratón (NP_034623.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo