

Anti-Icam2 / Cd102 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Elisa - P35330

Número de artículo: CM0003157



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-ratón ICAM2/CD102 para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión de leucocitos y las interacciones de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICAM2 / CD102 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Especie	Ratón
GeneID	15896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del ICAM2 / CD102 de ratón (P35330)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo