

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icam3 Para Wb, Elisa - P32942

Número de artículo: CM0024941



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ICAM3 (CD50) humano, validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la adhesión de leucocitos, fagocitosis e interacciones de células dendríticas. Reacción cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ICAM3 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID del gen (Humano) | 3385                                                                                                                                |
| ID del gen          | 3385                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-490 de ICAM3 humano (NP_002153.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | P32942                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 60kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |