

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Icam3/Cd50 Para Wb, Ihc-P, Fc - P32942

Número de artículo: CM0009460



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICAM3/CD50 humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas. Ideal para estudiar la adhesión de leucocitos y las interacciones entre células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ICAM3/CD50
Observaciones/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Especie	Humana
GeneID (humano)	3385
GeneID	3385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-114 de ICAM3 humana (NP_002153.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32942
Peso molecular	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo