

Anticuerpo Policlonal Anti-Icam4 Para Wb, Elisa - Q14773

Número de artículo: CM0029058

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ICAM4 (proteína del grupo sanguíneo LW). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de eritrofagocitosis y adhesión plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICAM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LW; CD242; ICAM4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3386
GeneID	3386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-140 de ICAM4 humana (NP_001034221.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14773
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo