

Anticuerpo Monoclonal Anti-Icam5 (Telencefalina) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q60625

Número de artículo: CM0009046

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a ICAM5 (Telencefalina) de ratón validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre adhesión neuronal y dendritogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICAM5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7087
GeneID	15898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-227 de ICAM5 de ratón (NP_032345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q60625
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo