

Anticuerpo Policlonal Anti-Ick Para Wb, Elisa - Q9Upz9

Número de artículo: CM0026516

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-ICK listo para IVD, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra la serina/treonina-proteína quinasa ICK (Q9UPZ9) para investigación en ciliogénesis, desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICK Conejillo pAb
Observaciones/Alias	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22858
ID del Gen	22858
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ICK humano (NP_057597.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPZ9
Peso Molecular de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo