

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icmt Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Número de artículo: CM0015769

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ICMT de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de prenilación y metilación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23463
GeneID	23463
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-284 del ICMT humano (NP_036537.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60725
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo