


Anticuerpo Monoclonal Anti-Icos/Cd278 Para Wb Y Elisa - Q9Y6W8

Número de artículo: CM0012342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICOS/CD278 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a un receptor coestimulador de linfocitos T clave, esencial para las respuestas inmunitarias y la producción de anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ICOS/CD278 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Especie	Humano
GeneID	29851
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ICOS/CD278 humano (Q9Y6W8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6W8
Peso Molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo