

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Icos/Cd278 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0006708

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICOS (CD278) de ratón, validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre la coestimulación de células T y la respuesta inmunitaria. Reacciona con ratón. SWISS: Q9WVS0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ICOS/CD278
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29851
GeneID	54167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-142 de ICOS/CD278 de ratón (NP_059508.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo