


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icos/Cd278 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

Número de artículo: CM0024340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ICOS/CD278 humano (Q9Y6W8), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en costimulación de células T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ICOS/CD278
Observaciones/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Especie	Humano
GeneID (humano)	29851
GeneID	29851
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-140 de ICOS/CD278 humano (NP_036224.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6W8
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo