

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Icosl Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75144

Número de artículo: CM0026343



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ICOSL humano (CD275/B7-H2). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de coestimulación de células T y puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de conejo anti-ICOSL                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 23308                                                                                                                             |
| GeneID              | 23308                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de ICOSL humano (NP_056074.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | O75144                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 33kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |