

Anti-Id1 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - P41134

Número de artículo: CM0026351

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ID1 de alta calidad para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al inhibidor de proteína de unión al ADN ID-1 con un peso molecular de 16 kDa. Ideal para estudiar la regulación transcripcional, la diferenciación celular y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ID1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ID; bHLHb24; ID1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3397
GeneID	3397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 del ID1 humano (NP_002156.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41134
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo