

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Id2 Para Wb, Elisa - Q02363

Número de artículo: CM0026716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ID2 humano, validado para WB y ELISA. Se dirige al regulador transcripcional ID2, un inhibidor bHLH implicado en la diferenciación, el ritmo circadiano y el cáncer. UniProt: Q02363.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ID2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3398
GeneID	3398
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ID2 humano (NP_002157.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q02363
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo