

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ide [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14735

Número de artículo: CM0004578



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra IDE humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce IDE humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la degradación de la insulina y el aclaramiento de amiloide-beta. SWISS: P14735.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo contra la enzima degradadora de insulina/IDE
Observaciones/Alias	INSULYSINA
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	3416
ID de gen	3416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la enzima degradadora de insulina (IDE) humana (NP_004960.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14735
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo