

Anticuerpo Policlonal Anti-Idh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Número de artículo: CM0024338



Introducción

El IDH1 Rabbit pAb de CamelBio se dirige a la isocitrato deshidrogenasa citoplásmica, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata y mono. Es esencial para el estudio del metabolismo del cáncer y el ciclo del TCA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IDH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3417
GeneID	3417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la IDH1 humana (NP_005887.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	075874
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo