

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Idh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75874

Número de artículo: CM0007639



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al IDH1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Detecta la isocitrato deshidrogenasa dependiente de NADP citoplasmática crítica para la generación de NADPH y vías metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IDH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3417
ID de Gen	3417
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75874
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo