

Anticuerpo Policlonal Anti-Idh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Número de artículo: CM0024866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IDH2 humano, una enzima mitocondrial del ciclo de Krebs. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IDH2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3418
GeneID	3418
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 193-452 de IDH2 humano (NP_002159.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48735
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo