

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Idh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Número de artículo: CM0003306



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo monoclonal de conejo contra IDH2 (P48735) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta IDH2 humano, de ratón y de rata. Confiable para investigaciones sobre metabolismo y estudios de enfermedades. Abastecimiento integral para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IDH2 mAb de conejo
Notas / Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3418
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 353 y 452 de la IDH2 humana (P48735)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48735
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo